

# SW918

大型噴霧器(115V)

## 產品介紹：

超音波霧化（噴霧）器是利用電子震盪原理，運用壓電水晶體震盪器，產生高頻率震波(超音波)將液態分子結構打散，以此方式將藥液震成極小的霧狀粒子，再利用風扇將霧狀粒子順著伸縮管送向病人。

本機具有耗電量小，造型美觀大方，操作簡單，設有0~60分鐘定時裝置，也可連續工作，並設置了霧化量、風量大小可調裝置與空氣過濾裝置，使治療者吸入的藥霧更柔和、更乾淨、更衛生，從而提高了藥物的吸入品質，使氣體倒流裝置直接設計在咬嘴上，避免了病源交叉感染。



## 產品規格：

- 尺寸：300mm×180mm×270mm
- 規格：2個出霧口，可調霧量，可調時間

## 產品特色：

- 大型噴霧器，可調霧量大小，可設定時間（“0~60”分鐘、“C”連續）
- 特殊設二個接頭出口
- 適合醫院，診所使用

## 配件：

名稱	數量
面罩	大人、兒童各1個
咬嘴器	2個
蛇型管	2條
轉接頭	4個(配在蛇型管上)
藥杯	5個(其中1個已裝在機上)
加藥液口蓋	1個(已裝在機上)
過濾棉	1個(已裝在機上)

## 規格：

震盪頻率	1.7 MHz
消耗功率	<=60W
電源功率	AC 120 V±10%60 Hz
噴霧粒子	1~5 micro
噴霧量	>4 cc
藥杯容量	50 c. c.
水槽容量	250 cc
外觀尺寸	300X180X270 mm
包裝方式	2.1 kg



升望科技股份有限公司 Shining World Health Care Co., Ltd.

電話：02-22900966 傳真：02-22903966

[www.shinmed.com](http://www.shinmed.com)

[shinmed17@shinmed.com](mailto:shinmed17@shinmed.com)