





# 電燒筆配件

## 配件

衛署醫器製字第003801號

產品說明	包裝	型號
<p>清潔片(滅菌) 47mm*47mm</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>*有效去除沾黏之組織</li><li>*用於不鏽鋼材質電燒頭</li><li>*X-Ray 可偵測</li><li>*單片包裝</li></ul>	 =1000	SW100004A
<p>升望電刀筆盒(滅菌) 45*30*135mm</p> <p>*台灣專利：No.M430254</p> <p>*用於裝置電燒筆之工具，本產品為一次性使用</p> 	 =100	SW1000102A
		