

SW71300C 即棄式人工呼吸急救甦醒球—嬰兒

產品介紹

取代口對口人工呼吸避免感染其他疾病提氧氣流通及交換，適用於一般急救及專業的醫療場合,急救甦醒器都可提供最佳的急救效果.

產品特色

- 1.FDA & CE0434 認證通過
- 2.各式的料號產品組合，方便您搭配球體及各式配件，助您因應不同的市場需求
- 3.完整豐富的各式急救甦醒器配件供您選擇：AIRWAYS, 開口器，面罩
氧氣管，儲氣袋，及急救球掛鉤等

氧氣流量

甦醒容量: 300ml

儲氣容積: 1700ml

壓出量 x 每分鐘壓縮次數，含儲氣袋 () 不含儲氣袋				
LPM	20x30	20x60	40x60	70x60
5	97(75)	97(72)	97(59)	85(52)
10	97(75)	97(78)	97(78)	86(61)
15	97(95)	97(92)	97(82)	97(73)

小孩急救甦醒器配件

PVC 球體含接頭(含安全閥),

儲氣袋及連接管

PVC 面罩 #1

球體須有升望 LOGO

附英文說明書

注意事項

本器材之設計係針對合格急救訓練及受過心肺復甦術訓練之人員使用